

Le protecteur buccal




Points importants sur le protocole
en clinique
16 février 2017

Drs Félix Girard & Robert Durand
Université de Montréal

L'articulé en cire en intercuspidation maximale:

- Enregistrer les cuspides en postérieur et bouts incisifs en antérieur mais pas perforer la cire



Les empreintes:

- Enregistrer les replis muqueux et freins au maxillaire supérieur



Le meulage du modèle:

- Enlever les contre-dépouilles au pourtour du modèle




Le tracé des lignes sur le modèle:

- Ne pas dépasser les dents #17 et 27
- Ne pas dépasser la jonction muco-gingivale
- Contourner les freins labiaux




Le tracé des lignes sur le modèle



Le tracé des lignes sur le modèle:

- Tracer à 10 mm apical à la gencive marginale au palatin
- Arrondir le rebord distal au palatin



La prescription: Il faut la signer!!

CLNIQUE DE SOINS PRÉVENTIFS PRIMAIRES

Nom de l'étudiant : TOTO LITOTO

Matricule : # 999

COULEURS DISPONIBLES

Bleu Rouge

Noir Blanc

FABRICATION DU PROTECTEUR BUCCAL

Nom du patient : JEAN CIVE

Date de mise en bouche : 2020-20-20

Date : 2019-12-12 Signature de clinicien : R. OUVRAND

Nom en lettres moulées : ROBERT OUVRAND

Merci de votre collaboration!

Université 
de Montréal

Faculté
de médecine
dentaire

